

SONDE RHEIN N°19

Réf. IDSOND19



Exemples de SONDES RHEIN – Holtex
Réf. IDSOND01, IDSOND19, IDSON23
Existe également en n°2, 6, 8, 9, 16 et 17



n°1



n°19



n°23



SONDE RHEIN N°19



Réf. **IDSOND19**

Sondes Rhein
9 modèles différents sont disponibles, nous consulter

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040016078
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	0,9	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	16,2	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	0,9	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,016	Poids conditionnement (kg) :	0,016
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:37 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IDSOND19

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.