

SYNDESMOTOME CHOMPRET, DROIT

Réf. IDSYNDD1



SYNDESMOTOME CHOMPRET, DROIT

Réf. IDSYNDD1

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040016207

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES
Unité nue
Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 1,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 15,8

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,7

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,033

Poids conditionnement (kg) : 0,033

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:38 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IDSYNDD1