

INSTRUMENT TRANCHANT DE BLACK N°2

Réf. IDTRBLA2



INSTRUMENT TRANCHANT DE BLACK N°2



Réf. IDTRBLA2

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040016276
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	0,7	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	15,5	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	0,7	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,030	Poids conditionnement (kg) :	0,030
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IDTRBLA2

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.