

## COMPRESSEUR POUR AMYGDALES DE CORWIN

Réf. IC99300



# COMPRESSEUR POUR AMYGDALES DE CORWIN



Réf. IC99300

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040013244

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 6,7

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 16,6

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 2,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,083

Poids conditionnement (kg) : 0,083

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



23/11/2022 21:09 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IC99300

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.