

## OUVRE-BOUCHE DE DOYEN, ENFANT

Réf. ID03600



## OUVRE-BOUCHE DE DOYEN, ENFANT

Réf. ID03600

Ouvre-bouche enfant Doyen en acier inoxydable de longueur totale 12 cm (Crochets : 45 mm - Extrémités : 21 mm).

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040013442
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	6,3	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	12,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	3,0	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,081	Poids conditionnement (kg) :	0,081
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 16:23 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. ID03600

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.