

## ECARTEUR ISRAËL, 25 CM

Réf. IE10100



## ECARTEUR ISRAËL, 25 CM



Réf. IE10100

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040016481

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

## MESURES

## Unité nue

## Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 4,9

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 25,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 5,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,152

Poids conditionnement (kg) : 0,152

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)

30/03/2022 16:31 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IE10100

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.