

ECARTEUR À GENOUX DE SMILLIE-TRILLAT, 52X13 MM COURBURE RETROGRADE

Réf. IE10203



ECARTEUR À GENOUX DE SMILLIE-TRILLAT, 52X13 MM COURBURE RETROGRADE



Réf. IE10203

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040043982

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018908500

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 5,6

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 15,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 5,4

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,064

Poids conditionnement (kg) : 0,064

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:32 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE10203

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.