

CISEAUX-BURIN DE LEXER, 25 CM X 4 MM

Réf. IG01131



CISEAUX-BURIN DE LEXER, 25 CM X 4 MM**Réf. IG01131**

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040044002
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018908500
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	2,5	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	25,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	2,0	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,109	Poids conditionnement (kg) :	0,109
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)

30/03/2022 16:44 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IG01131

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.