

ECARTEUR ADSON, 27 CM, 3 X 4 GRIFFES

Réf. IE11234



ECARTEUR ADSON, 27 CM, 3 X 4 GRIFFES

Réf. IE11234

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040016528

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES
Unité nue
Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 1,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 24,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,203

Poids conditionnement (kg) : 0,203

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:32 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE11234