

ECARTEUR ADSON, 33 CM, 4X 5 GRIFFES MOUSSE

Réf. IE11235



ECARTEUR ADSON, 33 CM, 4X 5 GRIFFES MOUSSE



Réf. IE11235

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040044170

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018908500

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 10,8

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 32,2

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 3,6

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,184

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:32 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE11235

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.