

## PINCE BABCOCK, 18 CM

Réf. IP46418



## PINCE BABCOCK, 18 CM



Réf. **IP46418**

#### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui      Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040161112

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

#### MESURES

##### Unité nue

##### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,035

Poids conditionnement (kg) : 0,035

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 23:27 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IP46418

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.