

FIXATEUR EXTERNE, TYPE FESSA, ADULTE



Réf. IF30000



FIXATEUR EXTERNE, TYPE FESSA, ADULTE



Réf. IF30000

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres :

3661040111162

Garantie (mois) : 24

Code douanier :

90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

7,955

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi :

(N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi :

(N/A)



30/03/2022 22:15 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IF30000

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.