

ECARTEUR GOSSET, ENFANT, 3 VALVES

Réf. IE19810



ECARTEUR GOSSET, ENFANT, 3 VALVES



Réf. **IE19810**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040016924

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 13,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 17,3

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 6,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,171

Poids conditionnement (kg) : 0,171

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:36 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE19810

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.