


CANULE DE BINKHORST, ASPIRATRICE À CATARACTE, DROITE, 0,5 MM

Réf. IC92106



CANULE DE BINKHORST, ASPIRATRICE À CATARACTE, DROITE, 0,5 MM



Réf. IC92106

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040013114

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 4,3

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 5,7

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,2

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,033

Poids conditionnement (kg) : 0,033

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:58 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC92106

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.