

## VALVE KOCHER À PROSTATE

Réf. IE22300



## VALVE KOCHER À PROSTATE

Réf. **IE22300**

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040016986
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	11,5	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	25,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	6,7	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,216	Poids conditionnement (kg) :	0,216
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 16:36 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IE22300