


CANULE DE CALAMENDREI, À INJECTION AIR & LIQUIDE, COUDÉE, 0,4 MM

Réf. IC92111



CANULE DE CALAMENDREI, À INJECTION AIR & LIQUIDE, COUDÉE, 0,4 MM



Réf. IC92111

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040110820

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:58 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC92111

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.