

## ECARTEUR À THYROÏDE DE SCHOENBORN

Réf. IE24250



## ECARTEUR À THYROÏDE DE SCHOENBORN

Réf. **IE24250**

**CARACTERISTIQUES**

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040017013

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

**MESURES**
**Unité nue**
**Unité emballée**

Largeur unitaire (cm) : 1,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 21,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 45,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,047

Poids conditionnement (kg) : 0,047

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :**

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:36 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IE24250

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.