


CANULE DE BARRAQUER, COURBE, À OLIVE, À CYCLODIALISE

Réf. IC92114



CANULE DE BARRAQUER, COURBE, À OLIVE, À CYCLODIALISE

Réf. IC92114

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040110837
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	901850
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	10,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	17,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	2,0	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,010	Poids conditionnement (kg) :	0,010
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 21:58 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC92114