

ECARTEUR LANGENBECK, 22 CM, 30 X 7 MM

Réf. IE25312



ECARTEUR LANGENBECK, 22 CM, 30 X 7 MM



Réf. IE25312

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040084916

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 2,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 22,5

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,7

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,074

Poids conditionnement (kg) : 0,074

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:36 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE25312

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.