

MAILLET COLLIN, DIA. 34 MM, 20 CM, 200 G, 2 TÊTES, INOX

Réf. IM01220



MAILLET COLLIN, DIA. 34 MM, 20 CM, 200 G, 2 TÊTES, INOX



Réf. IM01220

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040020372

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 3,4

Largeur conditionnement (cm) : 4,9

Longueur unitaire (cm) : 20,7

Longueur conditionnement (cm) : 20,7

Hauteur unitaire (cm) : 2,8

Hauteur conditionnement (cm) : 2,8

Poids unitaire (kg) : 0,026

Poids conditionnement (kg) : 0,026

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:49 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IM01220

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.