

MAILLET COLLIN, DIA. 34 MM, 20 CM, 500 G, 2 TÊTES, INOX

Réf. IM01250



MAILLET COLLIN, DIA. 34 MM, 20 CM, 500 G, 2 TÊTES, INOX



Réf. **IM01250**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040020389

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 6,7

Largeur conditionnement (cm) : 6,7

Longueur unitaire (cm) : 21,5

Longueur conditionnement (cm) : 21,5

Hauteur unitaire (cm) : 4,0

Hauteur conditionnement (cm) : 4,0

Poids unitaire (kg) : 0,637

Poids conditionnement (kg) : 0,637

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:49 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IM01250

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.