

ECARTEUR KNAPP

Réf. IE41100



ECARTEUR KNAPP

Réf. IE41100

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040017709

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 4,4

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 17,2

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 2,1

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,021

Poids conditionnement (kg) : 0,021

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



19/05/2022 21:20 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE41100

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.