

ECARTEUR D'OLLIER, 23 CM X 3,5 CM

Réf. IE25535



ECARTEUR D'OLLIER, 23 CM X 3,5 CM



Réf. IE25535

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040017075

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 6,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 25,5

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 3,7

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,142

Poids conditionnement (kg) : 0,170

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/05/2022 12:33 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE25535

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.