

PINCE GOUGE RUSKIN, DOUBLE ARTICULATION, MORS 5 MM, DROITE 18 CM

Réf. IP48119



PINCE GOUGE RUSKIN, DOUBLE ARTICULATION, MORS 5 MM, DROITE 18 CM

Réf. IP48119

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040027067

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 8,4

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 19,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,187

Poids conditionnement (kg) : 0,187

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/05/2022 12:34 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP48119