

MIROIR LARYNGIEN, N°0, DIA.10 MM

Réf. IM03100



MIROIR LARYNGIEN, N°0, DIA.10 MM



Réf. IM03100

Miroirs Laryngiens
12 tailles disponibles, nous consulter
NB. : Les Miroirs doivent être fixés sur un manche : réf. IM03200

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040032962
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	1,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	13,5	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	0,2	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,007	Poids conditionnement (kg) :	0,007
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 16:50 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IM03100

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.