

ECARTEUR RICARD, 3 VALVES DE 80 MM

Réf. IE26380



ECARTEUR RICARD, 3 VALVES DE 80 MM

Réf. IE26380

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040017082
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	11,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	24,2	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	6,5	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,534	Poids conditionnement (kg) :	0,534
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



19/05/2022 21:11 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE26380