

ECARTEUR SENN-MÜLLER, 16 CM

Réf. IE28816



ECARTEUR SENN-MÜLLER, 16 CM



Réf. IE28816

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040017129

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 2,7

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 16,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,1

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,031

Poids conditionnement (kg) : 0,031

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:37 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE28816

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.