

PINCE GOUGE STILLE, 4 ARTICULATIONS, CONTRE-COUDÉE, 23 CM, MORS 7 MM

Réf. IP48623



PINCE GOUGE STILLE, 4 ARTICULATIONS, CONTRE-COUDÉE, 23 CM, MORS 7 MM

Réf. IP48623

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040027173

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 13,2

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 23,4

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,3

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,336

Poids conditionnement (kg) : 0,336

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



23/11/2022 21:12 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP48623

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.