

ECARTEUR TUFFIER, 50 X 40 MM

Réf. IE29540



ECARTEUR TUFFIER, 50 X 40 MM



Réf. IE29540

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040017167

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 12,6

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 23,8

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 6,3

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,462

Poids conditionnement (kg) : 0,465

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



19/05/2022 21:12 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE29540

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.