

ECARTEUR WEITLANER, 10,5 CM, 4 X 3 GRIFFES

Réf. IE31110



ECARTEUR WEITLANER, 10,5 CM, 4 X 3 GRIFFES

Réf. IE31110

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040017235

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 7,3

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 11,2

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 2,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,052

Poids conditionnement (kg) : 0,052

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



15/11/2022 21:11 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE31110