

MANCHE POUR SPÉCULUM DE SCHERBACK - 25 CM

Réf. IM05000



MANCHE POUR SPÉCULUM DE SCHERBACK - 25 CM

Réf. **IM05000**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040121314

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018908500

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 6,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 30,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 2,0

Poids unitaire (kg) : 0,077

Poids conditionnement (kg) : 0,077

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:51 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IM05000