

## CADRE D'OUVERT (ABDOMINAL), 260 X 340 MM

Réf. IE90401



## CADRE D'AUVERT (ABDOMINAL), 260 X 340 MM



Réf. **IE90401**

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040178066

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

### MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 1,105

Poids conditionnement (kg) : 1,105

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 23:35 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IE90401