

ELÉVATEUR DE WILLIGER 165 MM X 5 MM

Réf. IE32120



ELÉVATEUR DE WILLIGER 165 MM X 5 MM

Réf. IE32120

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040044088

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018908500

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 1,2

Largeur conditionnement (cm) : 1,2

Longueur unitaire (cm) : 15,7

Longueur conditionnement (cm) : 15,7

Hauteur unitaire (cm) : 0,2

Hauteur conditionnement (cm) : 0,2

Poids unitaire (kg) : 0,033

Poids conditionnement (kg) : 0,034

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)

30/03/2022 16:39 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE32120

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.