

ELÉVATEUR DE WILLIGER 165 MM X 6 MM

Réf. IE32121



ELÉVATEUR DE WILLIGER 165 MM X 6 MM



Réf. IE32121

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040044095
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018908500
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	1,2	Largeur conditionnement (cm) :	1,2
Longueur unitaire (cm) :	17,4	Longueur conditionnement (cm) :	17,4
Hauteur unitaire (cm) :	0,2	Hauteur conditionnement (cm) :	0,2
Poids unitaire (kg) :	0,036	Poids conditionnement (kg) :	0,036
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 16:39 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE32121

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.