


PINCE MIXTER O'SHAUGNESSY, 90°, 30 CM

Réf. IP49030



PINCE MIXTER O'SHAUGNESSY, 90°, 30 CM



Réf. **IP49030**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040027302

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 9,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 30,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 2,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,115

Poids conditionnement (kg) : 0,115

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:23 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP49030

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.