

PINCE MIXTER O'SHAUGNESSY, 45°, 24 CM

Réf. IP49045



PINCE MIXTER O'SHAUGNESSY, 45°, 24 CM**Réf. IP49045****CARACTERISTIQUES**

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040027319

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES**Unité nue****Unité emballée**

Largeur unitaire (cm) : 9,3

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 24,6

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,086

Poids conditionnement (kg) : 0,086

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)

30/03/2022 21:23 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP49045

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.