

ENUCLÉATEUR À HYPOPHYSE DE HARDY, MOUSSE À DROITE

Réf. IE32300



ENUCLÉATEUR À HYPOPHYSE DE HARDY, MOUSSE À DROITE



Réf. IE32300

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe III

Marquage : CE

Code barres : 3661040017327

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 2,0

Largeur conditionnement (cm) : 2,0

Longueur unitaire (cm) : 24,3

Longueur conditionnement (cm) : 24,3

Hauteur unitaire (cm) : 0,7

Hauteur conditionnement (cm) : 0,7

Poids unitaire (kg) : 0,033

Poids conditionnement (kg) : 0,033

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:39 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE32300

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.