

PINCE GOUGE SAUERBRÜCK, 4 ARTICULATIONS, DROITE, 30 CM, MORS 19 MM

Réf. IP49430



PINCE GOUGE SAUERBRÜCK, 4 ARTICULATIONS, DROITE, 30 CM, MORS 19 MM

Réf. IP49430

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040027388

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 17,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 31,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 1,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,643

Poids conditionnement (kg) : 0,643

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:23 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP49430