

PINCE MIXTER O'SHAUGNESSY, FINE, 90°, 14 CM

Réf. IP49614



PINCE MIXTER O'SHAUGNESSY, FINE, 90°, 14 CM



Réf. IP49614

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040027401
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	8,5	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	16,5	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	0,3	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,037	Poids conditionnement (kg) :	0,037
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 21:23 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP49614

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.