

ETRIER DE BOHLER, 21 CM X 16 CM

Réf. IE37123



ETRIER DE BOHLER, 21 CM X 16 CM



Réf. IE37123

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040017525

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 30,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 35,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 3,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,120

Poids conditionnement (kg) : 0,120

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:40 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE37123

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.