

OSTÉOTOME STILLE, 20 CM X 15 MM

Réf. IO05115



OSTÉOTOME STILLE, 20 CM X 15 MM



Réf. IO05115

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040020938

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 2,0

Largeur conditionnement (cm) : 2,0

Longueur unitaire (cm) : 20,2

Longueur conditionnement (cm) : 20,2

Hauteur unitaire (cm) : 2,0

Hauteur conditionnement (cm) : 2,0

Poids unitaire (kg) : 0,188

Poids conditionnement (kg) : 0,188

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:52 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IO05115

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.