

## EXPLORATEUR BAKES, 30 CM, N°11

Réf. IE39111



## EXPLORATEUR BAKES, 30 CM, N°11



Réf. IE39111

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040017631
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	1,2	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	29,9	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	1,2	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,048	Poids conditionnement (kg) :	0,048
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IE39111