

ECARTEUR À PLÂTRE HEBU, 23 CM

Réf. IE01000



ECARTEUR À PLÂTRE HEBU, 23 CM



Réf. IE01000

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040060804

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,440

Poids conditionnement (kg) : 0,440

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : 5

Température maxi : 40

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:30 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE01000

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.