

ECARTEUR À PLÂTRE HENNING, 28 CM, MORS DE 3 CM

Réf. IE01603



ECARTEUR À PLÂTRE HENNING, 28 CM, MORS DE 3 CM

Réf. IE01603

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040016283

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 3,9

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 27,5

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 3,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,308

Poids conditionnement (kg) : 0,308

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:30 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE01603