

ECARTEUR HARTMANN, DOUBLE FIL, INOX, 14 CM, LA PAIRE

Réf. IE03614



ECARTEUR HARTMANN, DOUBLE FIL, INOX, 14 CM, LA PAIRE



Réf. IE03614

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040160504

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 19,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 22,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 11,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,085

Poids conditionnement (kg) : 0,100

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 23:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE03614

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.