

ECARTEUR DE KELLY 23.5 CM

Réf. IE02701



ECARTEUR DE KELLY 23.5 CM

Réf. IE02701

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE

Code barres : 3661040084619

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018908500

Stérile : Non

MESURES
Unité nue
Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 3,2

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 25,5

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 5,8

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,108

Poids conditionnement (kg) : 0,108

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



19/05/2022 21:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE02701