

CANULE À HYDROSSECTION DE SAUTTER



Réf. IC92118



CANULE À HYDROSSECTION DE SAUTTER



Réf. IC92118

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : CE

Code barres : 3661040145006

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 901850

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 6,7

Largeur conditionnement (cm) : 6,7

Longueur unitaire (cm) : 20,2

Longueur conditionnement (cm) : 20,2

Hauteur unitaire (cm) : 1,0

Hauteur conditionnement (cm) : 1,0

Poids unitaire (kg) : 0,200

Poids conditionnement (kg) : 0,014

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



19/05/2022 21:22 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IC92118

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.