

ECARTEUR LOVE, LARGEUR 7 MM, DROIT

Réf. IE05400



ECARTEUR LOVE, LARGEUR 7 MM, DROIT**Réf. IE05400****CARACTERISTIQUES**

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040016399

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES**Unité nue****Unité emballée**

Largeur unitaire (cm) : 0,9

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 19,1

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 0,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,025

Poids conditionnement (kg) : 0,025

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)

19/05/2022 21:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE05400

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.