

ECARTEUR LOVE, LARGEUR 7 MM, COUDÉ 45°

Réf. IE05401



ECARTEUR LOVE, LARGEUR 7 MM, COUDÉ 45°



Réf. IE05401

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Ir	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040016405
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	4,8	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	18,2	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	0,7	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,025	Poids conditionnement (kg) :	0,025
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/05/2022 12:33 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE05401

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.