

ECARTEUR CONTRE-COUDÉ MERLE D'AUBIGNÉ, 23 CM

Réf. IE05403



ECARTEUR CONTRE-COUDÉ MERLE D'AUBIGNÉ, 23 CM



Réf. IE05403

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040042534
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018908500
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	4,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	23,5
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	2,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,102
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 16:31 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE05403

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.